



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

### Mises en garde et sécurité

• -

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

  

Données logistiques	
Code de produit complet	871869681965400
Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP
Code barre produit	8718696819654
Code de commande	81965400

  

Code de commande local	81965400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	40
SAP - Matériaux	929001801432
Poids net (pièce)	0,004 kg

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3 mm	21,5 mm	34,5 mm

Dummy starter for cost down version

