



Starters for tanning lamps

BodyTone St 120-180W 230-240V UNP

Gamme de starters de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes fonctionnant avec des ballasts électromagnétiques

Mises en garde et sécurité

- Composants ignifuges
- Conteneur résistant aux UV

Données du produit

Caractéristiques générales	
Description du système	mono
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	120 180 W
Tension d'impulsion (min.)	1900 V
Tension sans réenclenchement (min.)	140 V
Tension (nom.)	230-240 V
Caractéristiques systèmes	
Condensateur	oui
Matériaux et finitions	
Couleur du boîtier	Noir

Informations sur le culot	2P
Données logistiques	
Code de produit complet	871150090348826
Nom du produit de la commande	BodyTone St 120-180W 230-240V 20x25
Code barre produit	8711500903488
Code de commande	90348826
Code de commande local	TANSTART180W
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	500
SAP - Matériaux	928391930303
Poids net (pièce)	7,000 g

Starters for tanning lamps

Schéma dimensionnel

F

Product	C (max)	E (max)
BodyTone St 120-180W 230-240V 20x25	40,3 mm	21,5 mm

BodyTone St 120-180W SIN 230-240V BK

